

Cómo usar el cinturón ZIIVAA®

1

Busque un lugar cómodo para relajarse. Coloque una almohadilla en cada cadera. Si es diestra, coloque la almohadilla del trinquete sobre la cadera derecha. Si es zurda, coloque la almohadilla del trinquete sobre la cadera izquierda. Enganche el cinturón y ajuste con la mano más cercana a la hebilla.

2

Póngase de pie. Coloque una mano sobre cada almohadilla y mueva el cinturón hacia la parte más ancha de las caderas.

Sugerencia: el cinturón debe estar más abajo de lo que piensa.

3

Utilice la mano más cercana a la hebilla para tirar de la correa y ajustar el cinturón. El cinturón debe estar ceñido.

4

Recuéstese y gire hacia el lado opuesto al de la almohadilla del trinquete.

En caso de que el cinturón se haya movido, vuelva a colocarlo en la parte más ancha de las caderas.

5

Tire de la correa para volver a ajustar el cinturón. El cinturón debe estar ceñido.

6

Levante el mango del trinquete para lograr la compresión. El número exacto de ajustes del trinquete dependerá de la compresión deseada. El cinturón debe quedar ajustado sin resultar incómodo.

7

Relájese durante 15 minutos.

Sugerencia: si conserva el cinturón puesto durante los 15 minutos completos, sentirá un alivio prolongado. Los resultados pueden variar.

8

Para quitarse el cinturón, levante la hebilla para aflojarlo. A continuación, desenganche el cinturón.

9

Para volver a colocar el trinquete, levante el mecanismo de liberación e introduzca nuevamente la cinta del trinquete en la almohadilla. Coloque el cinturón ZIIVAA® en la bolsa de viaje hasta que vuelva a utilizarlo.

Exención de responsabilidades y advertencias

Precauciones de seguridad

- No ajuste demasiado el cinturón. El uso del dispositivo debe resultar cómodo. El uso prolongado por más de 20 minutos no es aconsejable o recomendable.
- El cinturón no está diseñado para un uso distinto al especificado; lea las instrucciones antes de utilizarlo.
- Conserve todos los manuales y la documentación para referencia futura.
- Limpie las almohadillas del dispositivo con un paño húmedo. Cuando no esté en uso, mantenga el dispositivo en la bolsa protectora de viaje.
- Para evitar daños en el dispositivo, utilice los accesorios de marca ZIIVAA® únicamente.
- Nunca guarde este producto cerca de fuentes de calor como un radiador, una rejilla tipo de equipo o aparato que genere calor.
- El dispositivo no está diseñado para ser calentado de ninguna manera.
- Guarde el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Al igual que con cualquier dispositivo para el bienestar, le recomendamos que consulte con su médico antes de usar el cinturón ZIIVAA®.

Uso previsto de ZIIVAA®

ZIIVAA® es una órtesis troncal para la dismenorrea. Su función es proporcionar presión (compresión) lateral en la pelvis con el propósito de reducir los síntomas del

dolor menstrual, incluidos los calambres, el dolor abdominal y el dolor de espalda.

Garantía limitada

Ziivaa Operations, LLC garantiza que sus productos no presentarán defectos de material ni de fabricación durante un año a partir de la compra del producto. Una vez inspeccionado por un agente autorizado de ZIIVAA®, repararemos o reemplazaremos todo componente o producto defectuoso sin cargo. Si usted considera que ha recibido un producto con algún tipo de defecto, póngase en contacto con nosotros al +1 941.225.6600 o envíenos un correo electrónico a support@ziivaa.com. Siempre que sea posible, envíenos una evidencia fotográfica así como una explicación detallada del defecto mediante correo electrónico. Deberá proporcionarse un comprobante de compra. Nos comprometemos a resolver su problema lo más rápidamente posible.

Satisfacción garantizada

Garantizamos la satisfacción del cliente en cada artículo comprado en Ziivaa Operations, LLC. Si usted no está completamente satisfecho, puede devolver el producto dentro de los 60 días a partir de la fecha original de compra para obtener un reembolso completo. Tenga en cuenta que solo los pedidos realizados directamente a través de ziivaa.com son elegibles para la garantía de devolución de dinero. Todo gasto de envío por devoluciones corre por cargo del comprador. Para pedidos de más de una unidad, existe

un cargo de reposición del 18 %. Los pedidos personalizados no son reembolsables.

No se garantiza la efectividad

Cada mujer tiene una fisiología diferente. Si bien ZIIVAA® ha hecho todo lo posible para crear un instrumento universal y efectivo para reducir el malestar de los calambres menstruales, ZIIVAA® también reconoce que este producto puede no funcionar para todos. Es importante que consulte a su obstetra/ginecólogo antes de usar este dispositivo. ZIIVAA® no está diseñado, ni debe interpretarse, como un producto sustitutivo del asesoramiento médico o de la necesidad de realizar visitas de rutina al especialista médico.

Preguntas




Si tiene preguntas o comentarios sobre el uso o el funcionamiento de su cinturón ZIIVAA®, visite www.ziivaa.com o llame al +1 941.225.6600.


ZIIVAA

A la atención de: Servicio de atención al cliente
1040 Commerce Blvd N
Sarasota, FL 34243, USA

Marcas registradas

ZIIVAA® es una marca comercial registrada de Ziivaa IP, LLC. Adjustable Compression Technology™ (A.C.T.) es una marca registrada de Ziivaa IP, LLC. Todos los demás nombres de empresas y productos son marcas comerciales registradas y/o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Fabricado por Ziivaa Operations, LLC, 1040 Commerce Blvd N, Sarasota, FL 34243, USA.

Símbolo	Significado		
<table><tr><td>EC</td><td>REP</td></tr></table>	EC	REP	Representante autorizado en la Comunidad Europea
EC	REP		
	Fabricante		
	Conformidad Europea		
	Consulte las instrucciones de uso		



ROBRADY inc.
1040 Commerce Blvd N
Sarasota, FL 34243, USA

EC	REP
----	-----

EMERGO EUROPE
2513 BH, The Hague
The Netherlands
Phone: +31 (0) 70 346 7290
Fax: +31 (0) 70 346 7299